

Håndtering af prøver til KB 3011

Analyseprioriteter i LABKA

Vedr. analyseprioriteter ("akut", "fremskyndes" og "rutine") ved rekvirering i Labka.

Akut: Prioriteten **akut** er kun knyttet til ca. [20 analyser](#) og skal KUN benyttes i de situationer, hvor analyseresultatet er helt afgørende for den akutte behandling af patienten ("livstruende" situationer). For at svaret kan foreligge hurtigst muligt gælder derfor følgende:

- Prøver med denne prioritet må ikke bestilles til en prøvetagningsrunde.
- Prøvetagningen foretages primært af den kliniske afdelings eget personale, se i øvrigt "[Prøvetagning og prøvetagningsrunder](#)".
- Afdelingens personale skal selv sørge for transport af prøven til KB3011.
- Analyseringen af prøver med prioritet "akut" går forud for alle andre prøver.
- Svartiden er max 1 time fra prøven er modtaget på KB.

Fremskyndet: Anvendes, hvor analysesvaret skal foreligge inden for typisk 3 timer (hæmatologi dog kortere) af hensyn til patientens behandling.

Rutine: Anvendes, hvor svarene skal foreligge i løbet af dagen eller senere, afhængig af analysen. For en række "almindelige" analyser er svartiden 3-4 timer.

Analyser der kan rekvireres med prioriteten "Akut" i Labka

Labka analysenavne	Labka koder
P—Antithrombin; arb.stofk.(enz.; IS 93/768)	AT3
P—Calcium-ion(frit); stofk.(pH = 7,40)	CAI
P—Choriongonadotropin(hCG)+ β -kæder	HCB+ β
P—Creatininium; stofk.(enz.)	CREA
P—Fibrin D-dimer	DIMER
Csv—Glucose ¹	CSVGLU
P—Glucose	GLU
B—Hæmoglobin(Fe)	HB
P—Kalium-ion	K
P—Koagulation, overflade-induceret (APTT); tid	APTT
P—Koagulation, vævsfaktor-induceret (2+7+10); arb.stofk.	KF2710
P—Lactatdehydrogenase	LD
B—Leukocytter	LEU
B—Leukocyttype; antalk.(liste; mask.) ²	DIFFMAS
Csv—Erythrocytter ¹	CSVLEU
P—Natrium-ion	NA
Csv—Protein ¹	CSVPROT
Pt(aB)—Syre-base-status;(liste)	ABSB, KBSB, VBSB
B—Thrombocytter	THROM
P—Troponin T	TNT

¹ Kan analyseres inden for 1 time, hvis vi modtager et separat glas til denne analyse og Csv—Protein, dvs. at svartider ikke kan overholdes, hvis Csv—Leukocytter og Csv—Glucose/protein bestilles på samme glas.

² Forudsat prøven ikke skal tælles manuelt.

Transport af prøver med prioriteten AKUT, herunder CerebroSpinalVæske**Vær opmærksom på at:**

- ”Akutte” prøver ikke bestilles til prøvetagningsrunder.
- ”Akutte” prøver ikke bestilles til ambulansprøvetagning på KB 5001.

Blodprøver til KB 3011 taget af klinikkens personale

- Prøverne pakkes i pose og bringes til KB 3011 af klinikkens personale og skal afleveres personligt til en bioanalytiker i Prøvemodtagelsen
- Er der ikke anvendt PDA ved prøvetagning skal prøvedato og tid noteres på PTB'en. Hvis prøvetagningstiden ikke er opgivet vil svarene fremstå med forkert tid på det kumulerede svar ark.

Blodprøver taget af KB 3011 (uden for prøvetagningsrunder)

- Prøver til KB 3011 transporteres af KB's personale, forudsat bioanalytikeren skal direkte tilbage til KB 3011, ellers varetages transporten af klinikkens personale.
- Prøver til Blodbanken 2031 med prioriteten ”Akut”, samt prøver med kort holdbarhed som f.eks. TEG, bringes direkte til KI 2031 af klinikkens personale.

CerebroSpinalVæske (CSV)

- På grund af prøvematerialets begrænsede holdbarhed skal CSV altid behandles som prøver med prioriteten AKUT og skal afleveres til en bioanalytiker i Prøvemodtagelsen.
- Hvis piccolinetjenesten benyttes til transporten, skal der rekvireres en haste piccoline. Informer piccolinen om, at det er en CSV, der skal afleveres personaling i Prøvemodtagelsen.

Transport af prøver med prioriteten ”Fremskyndet, taget af klinikkens personale

- Prøverne pakkes i poser og mærkes med KB 3011 og en blå etiket fra PTB'en (se billede). Posen fastgøres til PTB'en med en clips.
- Prøverne kan sendes med piccolinetjenesten til KB 3011 eller afleveres i Prøvemodtagelsen på KB 3011 i kurven mærket ”Fremskyndet”.

Poser afleveres i bakken
”Fremskyndet” i
Prøvemodtagelsen på KB 3011

**Transport af prøver med prioriteten ”Rutine” taget af klinikkens personale**

- Prøverne pakkes i poser, der mærkes med KB 3011, hæftes på PTB'en med clips og sendes med piccolinetjenesten til KB 3011 eller afleveres i Prøvemodtagelsen i kurven mærket ”Rutine”.

Håndtering af prøver til Kl. Mikrobiologisk Afd. 9301

- **Bloddyrkninger** skal bringes til varmeskabet på KB 3011. Varmeskabet findes i rum nr. 1175 (depot for blodprøvetagningsrør).
- **Andet prøvemateriale til dyrkning** på nær blod, bringes til køleskabet mærket ”Prøver til Mikrobiologisk afdeling, i rum nr. 1175.
- **Blodprøver** bringes til KB 3011, der sørger for den videre håndtering af prøverne.

Transport fra KB 3011 til KMA på hverdage se: [Turplan for prøvepiccoliner](#) på Intranettet.
I weekender og på helligdage vil der være transport til KMA kl. 09.00 og kl. 11.00