

Jette Led Sørensen
Udd.ansvarlig overlæge, MMEd, klin.lektor
Juliane Marie Centeret 4221
Rigshospitalet
Tlf. 35458901
E-mail: jetteled@rh.dk
<http://www.obstetrisktraening.rh.dk/>

Fantomer til gynækologi og obstetrik . Opdateret januar 2010

Stud.med. Ebbe Thinggaard, Kbh universitet takkes for hjælp til seneste opdatering af information.

Markedet for gynækologiske og fødefantomer er vanskeligt at få overblik over. Det er et marked i udvikling og det vil være af værdi at erfaringer indsamles. Nedenfor videregives, hvad jeg foreløbig har kunnet opsamle af erfaringer. Det er subjektive vurderinger, og skal ikke læses som systematiske afprøvninger. Kontakt gerne hvis I finder mere information relevant.

Gynækologiske fantomer

- Gaumard (Amerikansk firma)

www.gaumard.com
sima@gaumard.com

Gaumards GU fantomer er ret hårde og mindre gode til at palpere på. Man kan selv lægge andre ting ind i dem og på den måde lave om på dem (bolde mv.). Man kan skifte cervix mv.

Dets største fordel er at man kan instrumentere, dvs. lægge spiral, gøre evac mv. dvs. de er også gode til postgraduat brug.

Man kan bl.a. tage cervix ud så svarer det til en fødende med et orificium på 3-4 cm. De kan så bruges til at øve skalp-ph (læg en appelsin ind i, til at stikke i) og til amnioninfusion

- Limbs and things (Britisk firma)

www.limbsandthings.com

De prægraduate kliniske færdighedscentre har bl.a. brugt fantomer fra Limbs and things. De er gode at palpere på, men er mere skrøbelige til instrumentering og sårbare overfor lys. De er dyrere i anskaffelse end Gaumards fantomer.

- Medical Plastics (MPL)

Fantomer fra Medical Plastics er af nogle kollegaer vurderet at være af plastic med ikke så stor holdbarhed. Jeg har ikke selv erfaring med dem.

Fødefantomer

Ang. fødefantomer er nogle fantomer (og dukker) gode til at forløse instrumentelt, men de har ikke et perineum, der minder om det de bruges ved den normale forløsning.

De fantomer, der er gode at forløse på, har jeg ikke fundet gode til de fire håndgreb. Så valget af fødefantom afhænger af behovet.

- Espmodels (Britisk model)

<http://www.espmodels.co.uk/>

Dette fødefantomer købes af en del fødeafdelinger. Det er rimelig holdbart. Det har en dukke, hvor vacuum kan fæstne på. Man kan også nogenlunde mærker suturer og fontaneller på dukkerne. Men perineum er ikke godt til at træne normal forløsning. Modellen hedder ZKK-492-A.

Hvis den skal bruges til sidstkommende hoved (dvs. sædefødsel) skal der bruges en "blød dukke", der skal købes særskilt. Nr. ZKK-244-J dukke uden placenta og ZKK-246-U med placenta.

- Gaumard

<http://www.gaumard.com/> har et fødefantom, hvor dukken er aktuelt ikke velegnet til kopforløsning, men der oplyses marts 2004 at firmaet er ved at udvikle en dukke der kan anvendes til kopforløsning. Fantomet har muligvis et mere velegnet perineum til normal forløsning end fantomet nævnt ovenfor.

- Limbs and things

<http://www.limbsandthings.com/>

Har udviklet PROMPT fødefantomet. Det er dyrt fantom, som er af blødt materiale og opleves af mange som mere at ligne virkeligheden mere end andre fantomer. Er godt til forløsning ved skulderdystoci og instrumentel forløsning. Der kan tilkobles elektronisk udstyr, så tid for udførelse af færdigheder er muligt at måle og tryk appliceret på babyen hals kan også måles. Mange anser fantomet mest egnet til projektbrug, og ikke til daglig brug, da det anses for skrøbeligt.

- Laerdal

<http://www.laerdal.dk/>

Har et avanceret fødefantom, som jeg er uden erfaring med

Hjemmesider:

<http://www.laerdal.dk/>

<http://www.enasco.com/>

<http://www.limbsandthings.com/>

<http://www.gaumard.com/>

<http://www.3bscientific.com/>

<http://www.schultesmedacta.com/>

<http://www.adam-rouilly.co.uk/>

<http://www.espmodels.co.uk/>

Indkøb kan foretages direkte fra de fleste firmaer oftest via hjemmesider.

Til hjælp ved indkøb og mhp. rekvirering af materialer kan man også anvende firmaet Scandidact, Oldenvej 45, 3490 Kvistgård, telefon 49139333

Erfaringer med fantomer må gerne meldes tilbage til jetteled@rh.dk

Med venlig hilsen

Jette Led Sørensen

Udd.ansvarlig overlæge, MMEd, klin.lektor